

FORCED-AIR WARMING SYSTEM מערכת חימום חולה

IOB Forced-Air Warming System



IOB Warming Unit

We provide safe, quiet and effective warming units to patients all around the world.



IOB Warming Blanket

We offer all kinds of blanket styles for all your warming needs.



יחידת החימום

מאפשרת זרימת אוויר בטמפרטורה מדוייקת לחולה, באמצעות ממשק קל לשימוש. שתי הגדרות זרימת אוויר וחיישני טמפרטורת בסוף צינור האויר, מבטיחים טמפרטורה מדוייקת. בטיחות לחולה באמצעות שלושה חיישני טמפרטורה, ושליטה מיידית על זרימת האויר תוך העברת חום מהירה. כל הנתונים בתצוגה בחזית המכשיר.

שמיכות החימום

עיצוב גמיש, קל לשימוש ניקוב אחיד על פני שטח השמיכה מבטיח זרימת אויר אחידה. אטימה מוחלטת ביציאות הצינור. חומר השמיכה רך וללא לטקס לא גורם להפרעות בהדמיות. תאימות מלאה עם מותגים אחרים של שמיכות חימום.

לצפייה במגוון גדלים וצורות של השמיכות לחץ [כאן על הקישור](http://medisale.org/iob) <http://medisale.org/iob>



About Us

IOB Medical is a global developer of innovational medical products, base in Gaithersburg, **Maryland, USA**. Founded in 2010.

We focus on safe, reliable and easy to use medical device, made of highly bio-compatible materials. Products are ergonomic designed in USA. FDA and CE approved.



מנורות ניתוח לד
תאורה לחדרי ניתוח וטיפולים, תוצרת גרמניה



PUSHING TECHNOLOGY TO EXCELLENCE



שולחנות ניתוח
שולחן ניתוח רב תכליתי, תוצרת גרמניה



PUSHING TECHNOLOGY TO EXCELLENCE



אינטגרציה של מולטימדיה
ניתוב, הקלטה, שידור ועריכה בחדר ניתוח, תוצרת גרמניה




תקרה למינרית
טכנולוגיה לנטרול זיהומים בחדר ניתוח, תוצרת שוודיה



TOWARDS ZERO INFECTIONS



מזרני ואקום לקיבוע מטופל
בחדרי ניתוח וטיפולים, מכון רנטגן או בחילוץ. תוצרת גרמניה



VACUFORM 2.0 RESCUEFORM THERMOFORM



בורג מגנזיקס נספג
ברגים לאורתופדיה ממגנזיום נספג בעצם, תוצרת גרמניה



SYNTELLIX



מערכות מגן לרנטגן
סינרי מגן ואבירים למיגון מקרינה בהדמייה, תוצרת גרמניה



x-ray + diagnostics



טורניקט חשמלי
חוסם עורקים פניאומטי, מנג'טות לחץ דם, תוצרת צרפת



x-ray + diagnostics



מערכת חימום חולה
יחידת חימום ושמיות לחימום חולה, תוצרת ארצות הברית




סימולציות רפואיות
סימולטורים רפואיים, לאימון ושיפור מימוניות. תוצרת כחולבן



www.medisimulator.com

פרטים נוספים: <http://medisale.org>
טל: 055-6629338 **פקס:** 072-3377444

בין לקוחותינו



דוגמאות להתקנות מנורות ניתוח וטיפולים בארץ



סורוקה
3 ראשים 160 אלף לוקס
צבע משתנה
3 + מתלי מסך 32"
על 6 זרועות
Sim.Led700MC + Sim.Screen32



בילינסון
3 ראשים
140+160 אלף לוקס
+ מצלמת HD
Sim.Led700SC + Sim.Led500SC + Sim.CAM




הדסה
ראש יחיד
160,000 לוקס
Sim.Led700SC




העמק עפולה
2 ראשים + מתלה מסך 32"
160,000 לוקס
Sim.Led700SC + Sim.Screen32



שיבא, תל השומר
מנורת טיפולים לפגייה
Sim.Led250



הרצליה מדיקל
מתלה מסך יחיד 32"
Sim.Screen single



מתלה מסך כפול
עבור מסכי 26"
Sim.Screen double



אסף הרופא
2 ראשים
140,000 לוקס
Sim.Led500SC



מרפאת שיניים
מנורת טיפולים
60,000 לוקס
Sim.Led3500+



מרפאת שיניים
מנורת ניתוח 120,000 לוקס
Sim.Led450SC



מרפאה פלסטיקה פרטית
מנורת טיפולים
60,000 לוקס
Sim.Led3500+



מדיקה RMC, עפולה
מנורות טיפולים ניידות
Sim.Led3500+ Mobile Sim.Led250 Mobile



בילינסון
3 ראשים, + מצלמת HD
+ מתלה מסך כפול
160,000 לוקס צבע משתנה
Sim.Led700MC + Sim.CAM + Sim.Screen



סורוקה
3 ראשים + מתלה מסך כפול
140+160 אלף לוקס
Sim.Led700SC + Sim.Led500SC + Sim.Screen



שניידר
2 ראשים + מתלה מסך 32"
160,000 לוקס
Sim.Led700SC + Sim.Screen32



יוספטל, אילת
2 ראשים
160,000 לוקס, צבע משתנה
Sim.Led 700MC

דוגמאות נוספות באתר מדיסייל: <http://www.MediSale.org>